

Vorteile gegenüber anderen Separationssystemen

1. Verzicht auf ferromagnetische Füllmaterialien durch Fokkussierungsmatrix außerhalb der Säule
2. Kein Verstopfen der inneren hohlen "free flow" Trennsäulen, geringe Oberflächen, schonende Separation
3. 3 Tesla starkes inhomogenes Magnetfeld zur Markierung mit kleinsten Magnetbeads (50 nm)
4. Isolation von Zellverbänden sowie ganzer Gewebeverbände möglich
5. Automatisierung durch programmierte HOKImag-St Pumpensteuerung
6. Preiswerte Trennsäulen

